

# Лазерный прибор от ногтевого грибка

нажать  
здесь, чтобы  
открылась  
зона для  
размещения  
пальца  
(работает по  
"принципу  
прищепки")



Cure Ex - медицинский прибор, лечебное действие которого основано на лазерной технологии низкой мощности. Сочетание метода лазерной вспышки с синим антибактериальным светом дает максимальный терапевтический эффект.

Cure Ex предназначен для лечения грибковых инфекций ногтевой пластины (Onychomycosis).

Нет необходимости в применении во время курса лечения прибором Cure Ex дополнительных лекарств, крема или мази.

Лазерное излучение проникает под пораженный ноготь, воздействует на патогенный источник заболевания, состояние ногтя улучшается как с медицинской, так и с эстетической точки зрения.

- **Метод терапии неинвазивный**
- **Без побочных эффектов**
- **Без боли**
- **Простой в использовании**
- **Безопасный**
- **Удобный, компактный**

## Инструкция по применению

Поместите палец с пораженным ногтем между створками прибора и нажмите кнопку включения.

После этого начнут светиться в мигающем режиме индикаторы на корпусе прибора, внутри появится синий свет, свидетельствующий о том, что процедура началась.

Прибор будет работать в течение 7 минут, после чего отключится автоматически.

Не рекомендуется использовать прибор во время подзарядки аккумулятора.

Необходимо полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием прибора.

## Проведение процедур

При лечении пораженного ногтя процедуры необходимо проводить ежедневно, от одного до трех раз в день.

В случае, если у вас поражен более, чем один ноготь, необходимо проводить процедуры параллельно на каждом из них.

## Правила безопасности

Используйте прибор в строгом соответствии с правилами безопасности и инструкцией по применению.

Сервисное и техническое обслуживание прибора Cure Ex проводится только фирмой-производителем или ее официальным представителем.

Внимательно прочтите инструкцию перед применением. Рекомендуется хранить ее в доступности.

Избегайте прямого попадания в глаза прямых лучей лазера или их отражения.

Беременным женщинам: запрещается использовать прибор в непосредственной близости от живота.

Храните прибор в местах, недоступных для детей.

Лечение детей в возрасте до 18 лет должно проводиться только в присутствии взрослого.

## Уход за прибором

Наружные поверхности прибора можно протирать влажной салфеткой. Рекомендуется снимать резиновое покрытие с внутренней поверхности прибора после нескольких процедур и протереть его медицинским спиртом.

Нельзя передавать прибор другому лицу без предварительной очистки резинового покрытия внутренней поверхности прибора.

Хранить при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия.

## Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Красная лампочка индикации аккумулятора	Аккумулятор разрядился	Подсоедините прибор Cure Ex к зарядному устройству до тех пор, пока лампочка не загорится зеленым цветом. Не использовать Cure Ex во время зарядки
Прибор не работает	Техническая проблема	Свяжитесь с фирмой-производителем или поставщиком

## Вопросы и ответы

### Что я почувствую во время процедуры?

В большинстве случаев нет никаких ощущений. В крайне редких случаях может ощущаться тепло в области проведения процедуры. Не смотря на отсутствие ощущений, лазер проникает сквозь ногтевую пластину и воздействует на патогенный возбудитель инфекции.

### Когда видны реальные результаты проводимых процедур?

У разных пациентов результаты лечения зависят от возраста, стадии заражения и других индивидуальных факторов. Предполагаемый период лечения составляет от 3 до 6 месяцев.

### Есть ли риск ожога при терапии лазером?

Нет. Cure Ex – лазерный прибор класса 1M, он совершенно безопасен в использовании.

## Технические характеристики

Длина волны лазера: 905nm

Длина волны ультрафиолета: 470nm

Мощность лазера: 25W

Максимальная мощность вспышки: 22W

Медицинское оборудование II класса.

APPLIED PART TYPE B

Класс лазера: 1M (EC 60825-1)

### Блок питания:

Напряжение: 5.0 VDC Max 0.5 A

100-240V~50-60 Hz

Время зарядки: 2-3 часа. Зарядки хватает на 8 часов.

### Гарантия:

Гарантийный срок – 1 год при предъявлении квитанции о покупке с указанной датой приобретения. Для того, чтобы задействовать гарантию в случае неисправности прибора, необходимо вернуть его по адресу:

עבור מ.ד.ס. פארם, ת.ד. 411 מיקוד 4610302, הרצליה פיתוח

Лицензия Министерства Здравоохранения Израиля: № 9340402. Лицензия Европейского Союза: CE1023. Патент: UM300820-EN.CE